

Multi-tipo Opcional

4 combinaciones

- Deflexión lógica+ salida a las 9 de instrumento
- Deflexión lógica+ salida a las 3 de instrumento
- Deflexión anti-lógica + salida a las 9 de instrumento
- Deflexión anti-lógica + salida a las 3 de instrumento



Información sobre pedidos

Producto	Código del objeto
Ureterorenoscopio desechable-HU30M	
Estándar de UE (Deflexión anti-lógica) (L)	8000B-PA025
Estándar de Estados Unidos (Deflexión lógica) (L)	8000B-PA031
Estándar de UE (Deflexión anti-lógica) (R)	8000B-PA030
Estándar de Estados Unidos (Deflexión lógica) (R)	8000B-PA023
Procesador de imagen médica	
HUV-02 con sus accesorios	2201B-PA001
MS-8 con sus accesorios	2288B-PA001

Las especificaciones, diseños y accesorios están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación por parte del fabricante.

HugeMed

Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co., Ltd.
401, 501, Building 4, Haizhi Technology Park, Fortis, No. 17, BulanRoad, Xialiang Community,
Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China, 518112
+86-755-22275833 +86-755-22275833 info@hugemed.net

Más informaciones
Por favor visita nuestra página web:
www.hugemed.net

HugeMed

f-URS
entra en
la era de

6.3_{FR}


Ureterorenoscopio Desechable
HU30M

FDA 510(K) Aprobado
K240374

P/N: ENG-ESP-CATA-fURS-suHU-HU30M-202406V1.0




HU series f-URS
EVOLUCIÓN






- La sección transversal de Hugemed™ f-URS
- La sección transversal de canal de trabajo
- La sección transversal de vaina de acceso de urología
- La sección transversal del espacio de expulsión
- RESD: Proporción entre el diámetro del endoscopio y el de la vaina

¿Qué desafíos
clínicos resuelve

Delgado





Capacidad Mejorada de Eliminación de Cálculos

- El tiempo más corto de la operación RIRS litotricia
- Reduce la incidencia de Stone Street de post-RIRS
- Tasa más completa de la eliminación de cálculos de RIRS por sesión única

Reducir la colocación de stent


Procedimiento en preoperatorio y postoperatorio

- Más ureteroscopia primaria
- Reduce duración de queda de los pacientes
- Una alternativa a stenting de emergencia



Ofrece Más Espacio al Manejo de La Temperatura y La Presión Intrarrenal

- Más espacio de salida para eliminar el calor del láser
- Más espacio de salida para liberar la presión de lavado



¿Qué más se ha
mejorado



Conección **Gold Fingers** **PCB enchufa**

- Inserción suave
- Conductividad eléctrica estable
- Proporciona trazabilidad a cada ámbito



Flexibilidad

120° izquierda y derecha

Rotación de tubo de inserción

- Añade movilidad para la exploración
- Más preciso para apuntar a los objetivos
- Mejora la colaboración de equipo


Compatible Con 2 Tipos de Procesadores



HUV-02

Procesador de Imágen Médica

- Control de pantalla táctil
- Conector de borde estándar
- Diseño plano para una fácil implementación
- Salida full HD resolución 1920*1080



MS-8

Procesador de Imágen Médica

Todo en Uno

Pantalla | Procesador | Récord
15.6 pulgadas de control táctil

- Una solución de imagen portátil para la práctica clínica de ureteroscopia